



MASQUE

FFP2 / N95 / KN 95

Haute protection

DOMAINE D'UTILISATION

Milieu hospitalier en général, centre de soins.

DESCRIPTIF PRODUIT

- Masque de type FFP2/N95 sqns valve EN 14683-2005 relative aux masques
- Masque à haute filtration couvre la bouche, le nez et le menton.
- Porté par la personne contagieuse, il prévient la contamination de l'entourage et de l'environnement.
- Porté par le soignant, le masque prévient la contamination du patient et de son environnement (air, surface, produits, ...).
- Protège contre les agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes ».
- Durée d'utilisation : 8 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : - complexe très haute filtration non tissé 5 couches dont 2 filtres meltblown.
- Face externe en spunbond polypropylène blanc.
- face interne blanche hypoallergénique en thermobonded polypropylène.
- Filtre : 100 % microfibres de polypropylène sans fibre de verre.
- Barette nasale : antibuée incorporée.
- Liens : polyester, fixations auriculaires.
- Dimensions : longueur à plat : 164 mm.
largeur à plat : 116 mm.
- Tolérance : +/- 2 %.
- Poids : 6 g.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Changer le masque s'il est mouillé. Bien ajuster le masque : dépliage complet du masque, liens bien serrés. Procéder à une hygiène des mains après avoir mis le masque et après l'avoir enlevé. Ne pas réutiliser, ne pas le conserver autour du cou. Éliminer le masque après utilisation. Un masque doit être porté ou jeté.

INFORMATION DE STOCKAGE

Stocker dans son emballage à l'abri de la lumière et de l'humidité..



Produit fabriqué selon les normes EN 14683

LOGISTIQUE

Conditionnement : sac de 5 / boîte de 10
Carton : 500 unités

CODE PRODUIT

